



NEBÜLİZATÖR KULLANIMI

SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Eğitim Birimi



➤Nebülizatör; ses dalgalarıyla veya basınçlı hava ile sıvı haldeki ilaçları buhar haline getirip solunum yoluyla alınmasını sağlayan cihazdır.


➤Nebülizatör; solunum sıkıntısının çok fazla olduğu durumlarda ilaçları hava yollarına daha iyi iletebilmek amacıyla kullanılmaktadır.



Nebülizatörünüzü ağızlık veya maskeyle kullanabilirsiniz.

Acil durumlarda maskeyi tercih ediniz.








Nebülizatörler



Nebülizör İle İlaç Uygulama

- Nebülizatör kullanırken hasta oturur pozisyonda olmalıdır .



Nebülizör İle İlaç Uygulama

- Ellerinizi iyice yıkayın ve kurulayın.
- Hortumun bir ucunu nebülizatöre bir ucunu haznenin altına yerleştiriniz.



Nebülizör İle İlaç Uygulama

- İlacı paketinden çıkartınız. Hazne içine boşaltınız. 2-3 cc ilave serum fizyolojik koymanız ilaçtan yararlanmayı arttırmaktadır.



Nebülün boşaltılması



Haznenin kapatılması




Nebülizatör bağlantıları




Nebülizör İle İlaç Uygulama

- Makinanın fişini takınız ve düğmesini basınız.
- Hasta, hızlı soluk alıp vermemeli, normal hızda solunum yapmalıdır.
- Nebülizasyon 10-15 dakika kadar sürer.20 dakikadan fazla sürüyorsa teknik servisi arayınız.




Nebülizör İle İlaç Uygulama

- Cihazda sıvı değerine yaklaşıldığında cızırtı sesi gelir.
- Bu ses duyulduktan sonra 1-2 dakika daha nebülizasyona devam edip ilaç verme işlemini sonlandırınız.




İşlem Sonrası

- İşlem tamamlanınca birkaç derin nefes alıp öksürünüz.
- Mutlaka su ile gargara yapınız. **Gargara yapılan suyu yutmayınız.**
- Yüzünüzü yıkayınız.




İşlem Sonrası


Nebülizasyon bittikten sonra cihazda kalan sıvı boşaltılmalıdır. Yoksa ilaç kristarilize olur ve kanalları tıkayarak cihazın verimini düşürür.



İşlem Sonrası

- Kullanımdan sonra ilaç haznesi ve bağlantı hortumunu birbirinden ayırın, parçaları ılık su - sabunla yıkayın ve iyice durulayın.
- Parçaları kuruladıktan sonra birleştirerek diğer kullanıma kadar kutusunda koruyun





- Maske nebülizatör kullanma sıklığına bağlı olarak 15 günle ayda bir değiştirilebilir.
- Nebülizatörü kuru ve ışık almayan bir ortamda saklayın.
- Nebülizatörü tüylü alanların üzerinde (halı, battaniye) bırakmayınız.

